




EMPREINTES EFFICACES – **SILGINAT®**

SILICONE A POUR LES EMPREINTES DE SITUATION



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

SILGINAT® – SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE !

Empreinte de situation

Silginat® est un matériau de remplacement de l'alginate à base de silicone A spécialement conçu pour les **applications à l'alginate**.



INDICATIONS

- Empreintes de situation
- Empreintes antagonistes
- Empreintes pour la réalisation de couronnes et bridges provisoires
- Empreintes pour la réalisation de restaurations prothétiques faciles à retirer
- Empreintes pour la réalisation de gouttières
- Empreintes orthodontiques
- Empreintes pour les modèles d'étude de cas



Données techniques



Durée de
préparation
à 23 °C ≤

Durée de
mise en
bouche à
35 °C ≥

Fin de
prise ≥

Récupé-
ration après
déforma-
tion (env.) %

Modification
dimension-
nelle linéaire
(max.) %

Dureté
Shore(env.)



Silginat®
1:1 cartouche

1:15 min.

1:15 min.

2:30 min.

99,5

- 0,20

A 42



Silginat®
5:1 cartouche

1:30 min.

1:30 min.

3:00 min.

99,5

- 0,20

A 45

* Durée de prise totale (après retrait de la bouche) à compter du début du mélange

SILICONE A CARACTÉRISTIQUE



- Stabilité de stockage et de dimension, grande précision

Silginat® vs alginate
env. 24 heures après la prise d'empreinte



MANIPULATION AISÉE



- Travail propre et rapide grâce à la grosse cartouche de 380 ml (5:1) ou la cartouche de 50 ml (1:1) avec résultats toujours reproductibles



EMPREINTES ÉCONOMIQUES

- Coulable à plusieurs reprises, une seule empreinte de situation par patient nécessaire



POUR UNE EFFICACITÉ ENCORE PLUS GRANDE !

Gain de temps et d'énergie à plusieurs étapes de travail.

SILGINAT® – LA GAMME

Silginat®

Refill pack	2 cartouches de 380 ml	REF 14713
Normal pack	6 cartouches de 50 ml, 6 embouts mélangeurs	REF 13846

Accessoires

Embouts mélangeurs blancs, Ø 6,5 mm	50 embouts	REF 17234
Embouts mélangeurs blancs, Ø 6,5 mm	100 embouts	REF 17235
Mélangeurs dynamiques, blancs	45 embouts	REF 17900



Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines • France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr



032787_3525


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent