



AVEC **FUTAR®**,
C'EST LE TOOOOP



8 Choix pour une Précision optimale !

Matériau (Silicone VPS) d'enregistrement de l'occlusion en cartouche de 50 ml à prise rapide avec une dureté finale élevée et une précision des rapports occlusaux exceptionnelle.

Leader du marché en Allemagne¹⁾
plus de 25 ans de Futar® =
plus de 25 ans de qualité +
plus de 25 ans d'innovation



Les avantages pour l'utilisateur

- Optez pour des résultats précis, un confort d'utilisation optimal et la meilleure qualité
- Une gamme de produits qui garantit l'utilisation d'un matériau approprié pour chaque indication
- Optez pour un parfait alignement, sans bourrelets et réduisez les ajustements au fauteuil

Caractéristiques du produit

- Matériau dur (Shore-A 90) ou extra-dur (Shore-D 43)
- Durée de préparation rapide, ultra-rapide ou extra-longue
- Durée de mise en bouche courte ou ultra-courte
- Élastomère, stable au stockage, peut être découpé et fraisé, très thixotrope

Les avantages pour le dentiste

- Manipulation facile, reste bien en place lors de l'application, lors du retrait et de l'alignement
- La prise rapide représente un gain de temps pour le cabinet
- Une qualité élevée et constante par le leader du marché garantit la précision des rapports occlusaux

Economique et sûr – nouveau système de cartouche de 50ml

- Economique : Avec le nouvel embout mélangeur bleu jusqu'à 20 % de matériau résiduel en moins par rapport à l'embout mélangeur vert (Ø 6,5 mm) des matériaux de la famille Futar®
- Intuitif : manipulation simple

FACILE À APPLIQUER
NOUVEAU



¹⁾ selon GfK Allemagne ²⁾ Note de 5+ pour Futar Fast uniquement