




# IDENTIUM<sup>®</sup>, LE CONFORT AU T O O O P

EMPREINTES DE PRÉCISION



**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent



# IDENTIUM® – LA COMBINAISON DE 2 MATÉRIAUX D'EMPREINTES POUR UN RÉSULTAT PARFAIT!

## Matériau d'empreintes de précision d'une génération spéciale

Allie dans un équilibre parfait les avantages de deux matériaux d'empreintes éprouvés (silicone A et polyéther) – Vinylsiloxanether®.




### EMPREINTES EN UNE ÉTAPE

- Empreintes double mélange
- Empreintes monophasés




### INDICATIONS

- Couronnes et bridges
- Inlays/onlays
- Empreintes fonctionnelles
- Implants
- Restaurations combinées (empreintes des fixations)
- Surempreintes



Empreintes double-mélange




Empreintes sur implants



# IDENTIUM® – CONFORT ET PRÉCISION

## Retrait très facile de la bouche

Force de traction **2,6 fois** inférieure **Identium®** vs Impregum™



Le retrait de l'empreinte de la bouche du patient sans forcer vous évitera les extractions involontaires, les déformations et les irritations.

**Encore plus précis**




**Des avantages qui  
sont appréciés par  
vos patients.**



## Prise rapide

avec une durée de préparation suffisante et une durée de prise en bouche plus courte



La durée de préparation suffisante vous permet de travailler sereinement.  
**Encore plus précis**

## Excellente fluidité



Grâce à l'excellente fluidité d'**Identium®** Light, vous reproduirez fidèlement tous les détails, même dans les espaces les plus étroits.  
**Encore plus précis**



- **Matériau sans goût et sans odeur**, ce qui réduit le réflexe nauséux et laryngé
- **Prise rapide et retrait facile de la bouche** pour une sensation agréable et détendue
- **Initialement hydrophile** – bonne performance même en cas d'humidité résiduelle

# PRISE D'EMPREINTES PRÉCISE ET CONFORTABLE



RETRAIT FACILE DE LA BOUCHE

COURTE DURÉE DE PRISE EN BOUCHE

INITIALEMENT HYDROPHILE

Disponible en viscosités  
**Heavy, Medium et Light**



Le choix entre 2 temps de prise:  
« **standard** » (4'30 min)  
et « **rapide** » (3'30 min)



Compatible avec tous les  
**mélangeurs automatiques  
courants**





# IDENTIUM® – LA GAMME



<b>HEAVY</b>		<b>Identium® Heavy</b>	<b>Identium® Heavy Fast</b>
	<b>Refill pack</b>	REF 14725 2 cartouches de 380 ml	REF 14727 2 cartouches de 380 ml

<b>MEDIUM</b>		<b>Identium® Medium</b>	<b>Identium® Medium Fast</b>
	<b>Refill pack</b>	REF 14717 2 cartouches de 380 ml	REF 14719 2 cartouches de 380 ml

<b>LIGHT</b>		<b>Identium® Light</b>	<b>Identium® Light Fast</b>
	<b>Normal pack</b>	REF 13701 2 cartouches de 50 ml, 8 embouts mélangeurs gris	REF 13711 2 cartouches de 50 ml, 8 embouts mélangeurs gris

<b>ACCESSOIRES</b>	<b>Identium® Adhesive</b>	<b>Dynamic Mixers</b>	<b>Mixing tips</b>	<b>Sympress Dispenser</b>	<b>Applyfix 5</b>
	REF 14204 Flacon de 10 ml	REF 17900 45 pièces blanches	REF 17226 / REF 17240 50 embouts mélangeurs gris / 100 embouts mélangeurs gris	REF 35910 appareil électrique de dosage et de mélange automatique	REF 17204 2 seringues d'application, 12 canules de rechange

Toutes les cartouches de 50 ml sont disponibles dans un système de cartouches modifié.



## NOTES

---



---



---



---

Kettenbach SNC  
7, Place de la Gare  
57200 Sarreguemines · France  
Tél. : +33 3 87 28 86 17  
Mobile: +33 6 43 27 82 04  
contact-fr@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.fr



032785\_0525

**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent