




SILGINAT[®], L'EFFICACITÉ AU T^OO^OP

EMPREINTE DE SITUATION



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

SILGINAT® – SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE !

Empreinte de situation

Silginat® est un matériau de remplacement de l'alginate à base de silicone A spécialement conçu pour les **applications à l'alginate**.



INDICATIONS

- Empreintes de situation
- Empreintes antagonistes
- Empreintes pour la réalisation de couronnes et bridges provisoires
- Empreintes pour la réalisation de restaurations prothétiques faciles à retirer
- Empreintes pour la réalisation de gouttières
- Empreintes orthodontiques
- Empreintes pour les modèles d'étude de cas



Données techniques



	Durée de préparation à 23 °C ≤	Durée de mise en bouche à 35 °C ≥	Fin de prise ≥	Récupération après déformation (env.) %	Modification dimensionnelle linéaire (max.) %	Dureté Shore(env.)
 Silginat® 1:1 cartridge	1:15 min.	1:15 min.	2:30 min.	99,5	- 0,20	A 42
 Silginat® 5:1 cartridge	1:30 min.	1:30 min.	3:00 min.	99,5	- 0,20	A 45

* Durée de prise totale (après retrait de la bouche) à compter du début du mélange

SILICONE A CARACTÉRISTIQUE



- Stabilité de stockage et de dimension, grande précision

Silginat® vs alginate
env. 24 heures après la prise d’empreinte



MANIPULATION AISÉE



- Travail propre et rapide grâce à la grosse cartouche de 380 ml (5:1) ou la cartouche de 50 ml (1:1) avec résultats toujours reproductibles



EMPREINTES ÉCONOMIQUES

- Coulable à plusieurs reprises, une seule empreinte de situation par patient nécessaire



POUR UNE EFFICACITÉ ENCORE PLUS GRANDE !

Gain de temps et d'énergie
à plusieurs étapes de travail.



SILGINAT® – LA GAMME

Silginat®

Silginat®

Refill pack

2 cartouches de 380 ml

Normal pack

6 cartouches de 50 ml,
6 embouts mélangeurs bleus



NOTES

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr

Utilisation, vente et distribution
interdites en Allemagne.



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

032787_0924

