

»» Mon NUMÉRO UN  
Pour les empreintes monophasés ««


# VSXE<sup>®</sup> ONE

NOUVEAU produit  
NOUVELLE formulation  
NOUVEAUX avantages



TRANSFERT FIABLE AU T O O O P

EMPREINTES DE PRÉCISION



KETTENBACHDENTAL  
Simply intelligent

# VSXE® ONE – COMBINAISON UNIQUE DE MATÉRIAUX

# VSXE® ONE – TRÈS IMPRESSIONNANT

## VSXE® One :

Commencez à utiliser VSXE® One, le nouveau matériau spécifiquement conçu pour les empreintes monophasés, comme les empreintes pour implants.


VSXE® One se distingue des autres, non seulement par son nom unique, mais surtout par ses propriétés spécifiquement adaptées **aux empreintes de fixation.**

NOUVEAU produit  
NOUVELLE formulation  
NOUVEAUX avantages

## Indications/techniques

VSXE® One est optimisé pour :

- Empreintes pour implants
- Empreintes de fixation
- Empreintes fonctionnelles



## VSXE® ONE, LA NOUVELLE FORMULE ULTIME :



### VIGOUREUX

Transfert sûr grâce à la **dureté finale exceptionnellement élevée** (Shore-A 65), ce qui assure une fixation fiable des piliers d'implant.



### SOUPLE

Excellente fluidité résultant de la combinaison unique de la formulation, assurant une **couverture optimale** des piliers de transfert.



### FORMULE X

**Durée de préparation prolongée** et **temps de prise rapide**, évitant ainsi les déformations potentielles au cours de la phase de prise et favorisant le **confort du patient.**




### EFFORT RÉDUIT

**Retrait aisé** du modèle et de la bouche du patient, évitant les extractions involontaires ; **goût et odeur neutres.**

=VOTRE NOUVEAU **#ONE**

POUR LES EMPREINTES MONOPHASE !



DES AVANTAGES  
QUI **TIENNENT**



... **au cabinet ou en laboratoire !**

**80%**


DES PARTICIPANTS CONSIDÈRENT VSXE® ONE  
COMME UNE ALTERNATIVE ÉQUIVALENTE À LEUR  
MATÉRIAU D'EMPREINTE POLYÉTHÈRE MONOPHASE  
UTILISÉ AUPARAVANT.\*

\* Résultats d'un essai in vivo sur le terrain de VSXE® One : 80 cas de patients en Allemagne, 2023 sont documentés.

# VSXE® ONE – LA GAMME



## VSXE® One

380 ml **Intro pack** 5:1   
1 cartouche de 380 ml, adhésif 10 ml,  
10 mélangeurs dynamiques, 1 seringue d'application

REF 14732

760 ml **Recharge** 5:1   
2 cartouches de 380 ml

REF 14733

## Accessoires

### Adhésif universel

1 flacon de 10 ml

REF 14206

### Mélangeurs dynamiques

45 unités bleues

REF 17900

### Distributeur Sympress

Appareil électrique de dosage  
et de mélange automatique

REF 35910

### Applyfix 5

2 seringues d'application,  
12 embouts de seringue

REF 17204



## REMARQUES

---



---



---



---



---

Kettenbach SNC  
7, Place de la Gare  
57200 Sarreguemines · France  
Tél. : +33 3 87 28 86 17  
Mobile: +33 6 43 27 82 04  
contact-fr@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.fr

Utilisation, vente et distribution  
interdites en Allemagne.



0310772\_3223

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent