

UNE DÉTERMINATION AISÉE DE LA TEINTE

AVEC **VISALYS® FILL** & **VISALYS® FLOW**

NOUVEAU



Le **FLEX SHADE SYSTEM** permet un travail efficace avec seulement **7 TEINTES** pour des restaurations esthétiques

VOIR VERSO



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

UNE DÉTERMINATION AISÉE DE LA TEINTE GRÂCE AU **FLEX SHADE SYSTEM**



Vous trouverez les principales teintes Visalys® Fill et Visalys® Flow à gauche et la correspondance optimale avec les teintes Vita® à droite.

TEINTES DES PRODUITS

A1

LIGHT BRIGHT

A2

BRIGHT

A3

MEDIUM BRIGHT

A3.5

MEDIUM DARK

A4

DARK

DENTS VITA (avec obturation à partir des teintes Visalys® Fill)¹⁾

	A1		B1		C1
	A2		B2		D2
	A3		B3		D3
	A3.5		C2		D4
	A4		C4		



En présence d'une teinte dentaire particulièrement claire, optez pour la teinte BL²⁾

TEINTES DES PRODUITS

BL

WHITE

DENTS VITA (avec obturation à partir des teintes Visalys® Fill BL)²⁾

	OM1		OM2		OM3
--	-----	--	-----	--	-----



Recouvrez tout simplement les cavités décolorées d'OA2

TEINTES DES PRODUITS

OA2

OPAQUE

DENTS VITA (avec obturation à partir des teintes Visalys® Fill)¹⁾

	A1		A4
--	----	--	----

Couche 1 : remplie de Visalys® Fill de teinte **OA2**
Couche 2 : remplie de Visalys® Fill de teinte **A1**

Couche 1 : remplie de Visalys® Fill de teinte **OA2**
Couche 2 : remplie de Visalys® Fill de teinte **A4**



UNE
ESTHÉTIQUE TOOOOP

Retrouvez ici les
**DIFFÉRENTES
TEINTES POUR LES
DENTS HUMAINES**



POUR EN
SAVOIR PLUS



¹⁾ Obturations de classe 1 dans les dents artificielles : l'exemple de Visalys® Fill pour démontrer la cohérence du Flex Shade System.

²⁾ Obturations de classe 4 dans les dents artificielles : l'exemple de Visalys® Fill pour démontrer la cohérence du Flex Shade System.