

LE CIMENT COMPOSITE POUR
TOUTES LES RESTAURATIONS
INDIRECTES



L'INTELLIGENCE AU T O O O P
VISALYS® CEMCORE

**CIMENTATION ADHÉSIVE &
RECONSTITUTION DE MOIGNON**


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

VISALYS® CEMCORE – CONVAINCANT À 100%

POUR TOUTES LES INDICATIONS

- **Pour la Cimentation définitive de** Couronnes, Bridges, Inlays, Onlays, Facettes, Bridges Maryland, Tenons Radiculaires ou la Reconstitution de moignons
- **Parfaite adhésion sur tous les matériaux de restauration:** métaux (nobles), céramique oxydée (oxyde de zirconium et d'aluminium), céramique de silicate (felspathique et vitrocéramique), céramique hybride et composite

Observations cliniques par le Dr Marc Apap

Trois cas cliniques ont servi d'exemples pour démontrer l'adhésion réussie en toute simplicité de restaurations indirectes



Et voici la publication dans son intégralité

PARFAITE STABILITÉ DES TEINTES

Visalys® CemCore est hydrophobe, contrairement aux autres composites de collage, cela minimise l'absorption des colorants et la décoloration du joint-ciment.



	RelyX™ Universal	RelyX™ Unicem	RelyX™ Ultimate	Panavia™ F2.0	Panavia™ V5	Multilink® Automix	Variolink® Esthetic DC	Visalys® CemCore
Eau								
Café								
Vin rouge								

Stabilité des teintes après immersion pendant 48H à 37°C

LIAISON SÛRE ET DURABLE




La **haute qualité de l'écart marginal** de **Visalys® CemCore** est synonyme d'une parfaite liaison entre composite et substance dentaire dure.

Source: Prof. Dr. Roland Frankenberger (2019), *Marginal Quality of Ceramic Inlays luted with Visalys® CemCore*, Université de Marburg



Même après une simulation de la mastication de **10 Années** pas de décollement pas de fracture.

Source: Prof. Dr. Dipl.-Ing. Martin Rosentritt (2020), *Fracture force after long-term storage and TCML*, Université de Ratisbonne



MISE EN ŒUVRE INTELLIGENTE

Toujours la même façon de procéder quelque soit le type de restauration indirecte



Elimination facile de l'excédent

1) Excellents résultats d'adhérence grâce à la technologie brevetée Active Connect.
Plus d'informations sur www.kettenbach-dental.de/act

2) Source: Dr. med. dent. Frank-Michael Maier



Regarder maintenant le collage de 16 facettes

VISALYS® CEMCORE – LA GAMME



Visalys® CemCore

Starter pack

Seringue d'automélange de 4.5gr (2.5ml),
2ml de Tooth Primer, 2ml de restorative primer,
embouts mélangeurs bleus, arrondis/pointus/
5 unités, 3 embouts intra-oraux, 2 embouts endo

Universal (A2/A3) REF 13570

Normal pack

Seringue d'automélange de 9gr (5ml),
embouts mélangeurs bleus, arrondis/pointus/
10 unités, 6 embouts intra-oraux, 4 embouts endo

Universal (A2/A3) REF 13572
Opaque REF 13573
Translucent REF 13574
Bleach REF 13575
Dark (A4) REF 13576

Visalys® Tooth Primer

Flacon de 4ml

REF 13580

Visalys® Restorative Primer

Flacon de 4ml

REF 13581

Visalys® CemCore Try In Paste

Seringue de 1,4ml,
5 embouts d'application

Universal (A2/A3) REF 13592
Opaque REF 13593
Translucent REF 13590
Bleach REF 13591
Dark (A4) REF 13594



Made
in
Germany

NOTES

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr



0310556_0924


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent