



LA RÉSISTANCE AU TOP – **VISALYS® TEMP**

MATÉRIAU POUR COURONNES ET BRIDGES TEMPORAIRES



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

VISALYS® TEMP – VRAIMENT BRILLANT

Matériau provisoire pour couronnes et bridges

Visalys® Temp – pour la réalisation de vos temporaires :
couronnes, couronnes partielles, bridges, inlays, onlays et facettes.

EXCEPTIONNELLEMENT RÉSISTANT
À LA RUPTURE

AUSSI UTILISABLE POUR LES PROTHÈSES
PROVISOIRES LONGUE DURÉE

HAUTEMENT POLISSABLE

PRÉPARATION FACILE ET PRÉCISE


FACILE À RÉPARER



Distingué par les experts
« The Dental Advisor »

VISALYS® TEMP – TRÈS RÉSISTANT À LA RUPTURE


Excellente résistance à la rupture



Mesures de l'hôpital universitaire de Regensburg, conformément à la norme EN ISO 20795-1:2013 (D).

Une grande résistance à la rupture réduit le risque de bris d'une prothèse provisoire en bouche en cas de contraintes masticatoires élevées ou soudaines.

Durée de préparation et temps de prise



Indication :

Les durées de préparation concernent les produits qui sont stockés et travaillés à une température de 23 °C/74 °F et une humidité relative de 50 %. Des températures plus élevées raccourcissent ces durées et des températures plus basses les prolongent.

VISALYS® TEMP – LA GAMME

Visalys® Temp

Normal pack

A1	1 x cartouche de 71 g (50 ml), 15 embouts mélangeurs bleu orange	REF 13780
A2		REF 13781
A3		REF 13782

Bonus pack

A2	5 x cartouches de 71 g (50 ml), 15 embouts mélangeurs bleu orange	REF 13794
A3		REF 13795



Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr



032783_2425


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent